




**ВЗ** ВАШЕ ЗДОРОВ'Я  
ТРЕЙДИНГ

## Каталог засобів реабілітації

[vztrading.com.ua](http://vztrading.com.ua)



## КОМАНДА СПЕЦІАЛІСТІВ

Компанія «**ВАШЕ ЗДОРОВ'Я ТРЕЙДИНГ**» працює на українському ринку з 2011 року. Компанія займається дистрибуцією засобів реабілітації та ортопедично-бандажної продукції провідних Європейських виробників. На сьогоднішній день, «Ваше Здоров'я Трейдинг» – це команда висококваліфікованих фахівців з великим досвідом та багажем знань, спрямованих на розвиток ринку ортопедичної та реабілітаційної продукції в Україні.

В основі роботи компанії лежить індивідуальний підхід до кожного з клієнтів та прийняття нестандартних рішень, здатних покращити спосіб життя користувачів крісел колісних.



Рівень професіоналізму співробітників підприємства підтверджується гідною оцінкою провідних європейських тренерів та фахівців з систем позиціонування користувача у колясці, про що говорять багаточисленні сертифікати тренінгових програм в Німеччині, Франції, Австрії та Іспанії.



# КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ

засоби реабілітації

## **KÜSCHALL**

крісла колісні активного типу

## **ALBER**

електроприводи для крісел колісних

## **TDX SP2**

крісла колісні з електроприводом

## **VICAIR та MATRX Libra**

протипролежневі подушки

## **HYBRID та ACTIVE 2**

протипролежневі матраци

## **MATRX**

ортопедичні спинки

## **СЕРВІС КРИСЕЛ КОЛІСНИХ**

огляд та ремонт засобів реабілітації

## **ПРОГРАМУВАННЯ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ**

програмування крісел колісних з електроприводом



# KÜSCHALL

## K-SERIES

крісло колісне активного типу з жорсткою рамою

Компанія Küschall добре відома тим, що займає передові позиції у виробництві активних крісел колісних з ручним керуванням, створюючи моделі, які поєднують чудові ходові якості з революційною функціональністю та вражаючою сучасною естетикою.

### Для кого

K-series відмінно підходить користувачам, які ведуть активний спосіб життя та проводять у кріслі колісному більше восьми годин на добу.

Невелика вага та чудові ходові якості роблять K-series одним з найкращих представників активних крісел-колясок.

Точний підбір параметрів коляски та велика кількість налаштувань дозволяють адаптувати K-series під особливості способу життя та руху майже кожного активного користувача.



**32-50 см**    **7,8 кг**  
ширина сидіння    вага





### МОДУЛЬ СІДІННЯ

Всі налаштування крісла колісного проводяться у системі сидіння. Завдяки автономному модулю сидіння можна регулювати положення центру ваги, кут нахилу та висоту сидіння, не змінюючи при цьому положення рами.



### КОНСТРУКЦІЯ СПИНКИ

Спинка має складану конструкцію з можливістю налаштування кута нахилу відносно сидіння. Один з варіантів оббивки – це матерія з ременями, завдяки яким можна регулювати силу натягу спинки.



### МІЦНА ГІДРОФОРМОВАНА РАМА

Технологія гідроформування активно використовується у створенні крісел колісних компанії Küschall. Завдяки цьому, рама стає міцнішою та має унікальний сучасний дизайн.



**35-52,5 см**    **130 кг**

глибина сидіння

вага користувача

### Гідроформування

Процес, який дозволяє надавати металу складної форми та регулювати товщину стінки труби, щоб оптимізувати співвідношення ваги, опору та жорсткості. Гідроформування дозволяє створити крісло колісне, яке є міцнішим, легшим та має унікальний дизайн.



#### THE KSL

Жорсткорамне крісло колісне

- легка вага
- елегантність
- ергономіка руху
- мобільність у пересуванні



#### CHAMPION

Крісло колісне зі складаною рамою

- унікальний механізм складання
- цікаві рішення дизайну
- міцність жорсткої рами
- зручність у транспортуванні



#### COMPACT

Крісло колісне зі складаною рамою

- класичний стиль
- широкий діапазон підбору
- адаптивні можливості
- компактне у складеному вигляді



### Для кого

Електричний привод E-motion розроблений з метою зменшення зусиль користувача при керуванні кріслом колісним. Дана модель відмінно підійде користувачам з шийною травмою або ослабленими м'язами верхніх кінцівок.



# ALBER

## E-MOTION M25

електроколеса для активних крісел колісних



Німецька компанія Alber спеціалізується на виготовленні електричних приводів для крісел колісних. В основі розробок компанії лежать рішення, спрямовані на створення унікальних, портативних та універсальних виробів. Alber є лідером міжнародного ринку в цьому сегменті.

**25 км**

ДАЛЬНОСТЬ ПОЇЗДКИ

**15,6 кг**

ВАГА



### ПОЄДНАННЯ ЗІ СМАРТФОНОМ

Можливість вибору одного з чотирьох режимів руху (стандартний, чутливий, м'який, активний).



### ВИБІР РОЗМІРУ КОЛІС

Можливість вибору розміру задніх коліс: 22", 24", 25"



### НАЛАШТУВАННЯ СЕНСУРУ

Можливість налаштування ступеню допомоги, в залежності від сили рук користувача.



### ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

Магнітні кріплення запобігають пошкодженню приладу при випадковому русі під час під'єданого зарядного пристрою.



### Особливості E-motion m25

Унікальністю електроприводу E-motion є те, що за потреби колеса можна приводити у рух як з увімкненими двигунами, так і з вимкненими. E-motion можна легко зняти і замінити на базові колеса від крісла колісного.

**6 км/год**

ШВИДКІСТЬ

**150 кг**

вага користувача



### E-PILOT P15

За кілька секунд перетворює крісло колісне на швидкий засіб для переміщення.



### E-FIX E35

Перетворює крісло колісне на легку електричну коляску з пультом керування.



### SCALAMOBIL S35

Електричний привід для підйому сходами, який ідеально поєднується з великою кількістю крісел колісних.





# TDX SP2

КРИСЛО КОЛІСНЕ З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ



LiNX Control System – це інтуїтивна система керування від Invascare, яка забезпечує користувачам розширені можливості. Система Invascare LiNX має пульт із сенсорним екраном, який дозволяє робити налаштування, відповідно до фізичних можливостей користувача.

## Для кого

Крісло колісне з електроприводом TDX SP2 розроблено для користувачів, які, окрім комфортного руху, потребують додаткові функції підтримки та зміни кута положення тіла.

TDX SP2 може бути оснащено великою кількістю опцій сидіння, які керуються як користувачем, так і асистентом.

Це крісло колісне може бути обладнано електричною системою зміни кута нахилу сидіння, спинки та підніжок за допомогою різноманітних пультів керування, які підбираються в залежності від фізичних особливостей користувача.



**33 км**

дальність поїздки

**38-53 см**

ширина сидіння





### КОЛІСНА БАЗА

Незалежна підвіска колісної бази дозволяє долати перешкоди з мінімальними незручностями для користувача. За потреби TDX SP2 може бути оснащено функцією G-Trac, яка автоматично вирівнює напрямок руху на нерівних поверхнях.



#### REM 400

Пульт керування з цифровим кольоровим сенсорним дисплеєм.



#### REM 500

Дисплей для виводу інформації при встановленні альтернативних систем керування підборіддям, головою та ін.



#### ACU 200

Пульт для дуального керування кріслом колісним за допомогою асистента.



### Особливості TDX SP2

Вироблено в Німеччині. Широкі можливості конфігурування TDX SP2 включають в себе подальше дообладнання системи сидіння за потреби. У випадку зміни стану користувача, можливе встановлення додаткових систем керування та позиціонування.



### ФУНКЦІЯ ПІДЙОМУ СИДІННЯ

Збільшує можливості та дозволяє розширити сферу діяльності користувача.

**ЗМІНА КУТІВ НАХИЛУ ОПОРИ**  
Можливості конфігурування TDX SP2 забезпечують як електричну систему регулювання кута нахилу сидіння, спинки та підніжок, так і систему, що налаштовується вручну.



### АЛЬТЕРНАТИВНЕ КЕРУВАННЯ

За потреби TDX SP2 може мати альтернативні системи керування за допомогою голови або підборіддя, а також функцію руху від сили подиху користувача.



**12 км/год**

ШВИДКІСТЬ

**180 кг**

ВАГА  
КОРИСТУВАЧА

### ПРОТИПРОЛЕЖНЕВІ ПОДУШКИ VICAIR O2



**ТЕХНОЛОГІЯ VICAIR O2**  
Унікальна технологія Vicair створена за принципом повітряних камер «SmartCells», сотні яких наповнюють кожен протипролежневий подушку Vicair.

**ПРОЛЕЖНІ**  
Пролежні - це змертвіння м'яких тканин на місцях, що знаходяться між виступаючими частинами скелета та поверхнею площини сидіння в осіб, що тривалий час перебувають у нерухомому або малорухомому положенні.



Такий принцип будови дозволяє адаптувати продукти відповідно до потреб та побажань користувача, а також розширює його функціональні можливості та знижує ризик виникнення пролежнів.

Протипролежневі подушки Vicair можуть використовуватись при пролежнях I-IV стадії. При пранні Vicair у пральній машині при температурі 60 °C протягом двох годин, подушки повністю дезинфікуються, що є унікальною властивістю серед аналогічних виробів.



**Європейська якість**  
Протипролежневі подушки Vicair O2 виготовляються на замовлення користувача на фабриці Vicair BV (Нідерланди).





## ПРОТИПРОЛЕЖНЕВІ ПОДУШКИ INVACARE Matrix

Противолежневі подушки Invacare Matrix забезпечують найвищий рівень захисту шкіри та підтримують правильну поставу користувачів крісел колісних. Ці подушки рівномірно розподіляють навантаження та забезпечують відмінну стабільність. Підходять для тих, хто веде активний спосіб життя, а також для тих, хто має дуже високий ризик виникнення пролежнів.

Подушки Invacare Matrix мають унікальний дизайн. Вони виготовлені шляхом формування піноматеріалу або поєднання піноматеріалу та гелевого наповнювача. Ця технологія забезпечує максимальний захист шкіри та підтримує позиціонування, відповідно до індивідуальних потреб користувача. Двошарова ємність з гелем зменшує тиск на кісткові виступи за допомогою нечутливої до температури рідини для надійного захисту.



### Європейська якість

Противолежневі подушки Matrix виготовляються на замовлення користувача на фабриці Invacare UK Operations Ltd. (Великобританія).



### Matrix Libra

Противолежнева подушка Matrix Libra поєднує в собі конструкцію з піноматеріалу та додаткові гелеві елементи, що сприяють зниженню ризику виникнення пролежнів в зоні сідальних бугрів.



# VICAIR ADJUSTER O2



- оптимальне регулювання температури і вологості;
- можна прати у пральній машині;
- індивідуальне рішення для асиметрії;
- мінімізує ковзання та зсув;
- оптимальне пристосування до тіла для рівномірного розподілу тиску;
- можливість вибору чохла.

# VICAIR VECTOR O2



- оптимальне регулювання температури і вологості;
- можна прати у пральній машині;
- розширення можливостей користувача;
- дев'ять регульованих відділень з повітряними камерами для максимальної стабілізації тазу;
- додаткова підтримка стегон;
- можливість вибору чохла.

**35-6 см**

ширина / глибина

**6 / 10 см**

висота

**250 кг**

Вага користувача

## Для кого

Противолежнева подушка VICAIR ADJUSTER O2 підходить для користувачів з асиметричною формою тазу та ампутаціями. Вона автоматично створює невеликі нахили та індивідуально регулюється по відношенню до асиметрії. Подушка VICAIR ADJUSTER O2 забезпечує високий рівень комфорту, оптимальний захист шкіри та стабільність, її можна прати у пральній машині, а також вона має повітропроникну функцію, що забезпечує контроль температури та вологості.



**35-60 см**

ширина / глибина

**6 / 10 см**

висота

**250 кг**

Вага користувача

## Для кого

Противолежнева подушка VICAIR VECTOR O2 забезпечує рівномірний розподіл тиску у вразливій області сідальних кісток та куприка. Унікальне розташування її відділень забезпечує комфорт, оптимальний захист шкіри і додаткову стабілізацію тазу. VICAIR VECTOR O2 можна прати у пральній машині, подушка має повітропроникну функцію, що забезпечує контроль температури та вологості.





# VICAIR ACTIVE O2



- ідеально підходить для користувачів, які багато рухаються;
- можна прати у пральній машині;
- відмінна фронтальна і бічна стабільність;
- має кишеню для зберігання особистих речей;
- оптимальне пристосування до контурів тіла для рівномірного розподілу тиску.

**35-60 см**

ширина / глибина

**6 / 9 см**

висота

**200 кг**

Вага користувача



## Для кого

Противолежнева подушка VICAIR ACTIVE O2 підходить для користувачів, які ведуть активний спосіб життя та багато рухаються. Передня частина подушки зроблена з піноматеріалу, що додає додаткової фіксації та стабільності користувачу.

# INVACARE Matrx Libra



- стійкий до проникнення рідини чохол, що легко знімається, не створює складок та зменшує тертя;
- поєднання піноматеріалу та гелевого елемента забезпечують зниження ризику виникнення пролежнів та надійний захист кісткових виступів;
- заокруглена задня частина подушки мінімізує проміжок між подушкою і спинкою для додаткового комфорту.

**35-56 см**

ширина / глибина

**9 см**

висота

**136 кг**

Вага користувача



## Для кого

Подушка Invacare Matrx Libra забезпечує найвищий рівень захисту шкіри та підтримує положення хребта. Ця подушка перерозподіляє навантаження, забезпечуючи повну стабільність. Підходить для тих, хто веде активний спосіб життя, а також для тих, хто має дуже високий ризик виникнення пролежнів.

# InvaSoft Hybrid

ПРОТИПРОЛЕЖНЕВИЙ МАТРАЦ



Матрац InvaSoft Hybrid має гібридну технологію для кращого управління критичними факторами, пов'язаними з пошкодженнями від тиску. InvaSoft Hybrid використовує інноваційну комбінацію матеріалів і технологій для покращення перерозподілу тиску, зменшення зсуву та тертя та забезпечення високоефективного управління мікрокліматом.

## Для кого

Противпролежневий матрац InvaSoft HYBRID розроблений для людей, які тривалий час проводять у ліжку.

InvaSoft Hybrid є простим, ефективним і результативним рішенням, призначеним для вирішення багатьох проблем, з якими стикаються люди з обмеженою рухливістю.



InvaSoft Hybrid простий у використанні та очищенні, а також забезпечує ефективний перерозподіл тиску та управління мікрокліматом.

Підходить для використання при I – IV рівні пролежнів.



## ГОМІЛКОВА СЕКЦІЯ

Гомілкорова частина з нахилом 5° допомагає перенести вагу з області п'ят. Спеціальний шар забезпечує додатковий захист.



## БЕЗПЕКА

Унікально розроблений шар з поліестеру, що знаходиться над повітряними камерами, сприяє управлінню мікрокліматом шкіри.

**83 / 90 см**

ширина

**1810 / 2100 см**

довжина

**15,2 см**

висота

**247,6 кг**

вага користувача

Контроль мікроклімату шкіри, тобто температури та вологості на межі шкіра-поверхня, є важливим, коли мова йде про запобігання пролежням, оскільки це впливає на стійкість шкіри до впливу тиску та зсуву. InvaSoft Hybrid – це єдина опорна поверхня, яка може керувати мікрокліматом шкіри без використання електричного компресора.

# Softform Premier Active 2

## ПРОТИПРОЛЕЖНЕВИЙ МАТРАЦ



### ЧОХОЛ

Надійний еластичний чохол, який легко очищується та не створює складок, що зменшує ризик виникнення пролежнів.



### МОДУЛЬНА КОНСТРУКЦІЯ

Усі компоненти легко та економічно замінюються, що сприяє зниженню вартості обслуговування та ремонту.

### БЕЗПЕКА

Проста система підйому вздовж краю основи матраца забезпечує надійне закріплення кабелю живлення під час використання блоку живлення.



**Особливості конструкції**  
Цей матрац поєднує в собі властивості статичного матрацу з піноматеріалу та надувного матрацу, повітряні камери якого, накачуються завдяки спеціальному компресору.



Ця конструкція гарантує розподіл тиску, незалежно від того, увімкнено чи вимкнено блок керування.



Підходить для використання при I – IV рівні пролежнів.

**83 / 85 / 88 см**

ширина

**1970 / 2000 / 2100 см**

довжина

**17 см**

висота

**230 кг**

вага користувача



### Європейська якість

Противпролежневі матраци Invacare виготовляються в Великобританії по сучасних європейських стандартах та нормах. В основі кожної моделі лежить простота у використанні та висока ефективність у боротьбі з пролежнями.



# R-82 X:PANDA

Сидіння з функціями додаткової підтримки



### ВЕЛИКА КІЛЬКІСТЬ НАЛАШТУВАНЬ

Безліч налаштувань в залежності від потреб посадки та позиціонування дитини. Можливість робити автономні налаштування сидіння, спинки та підніжок.



### Для кого

Сидіння X:panda призначене для дітей та підлітків, що мають потребу у підтримці тулубу та додаткових опцій позиціонування.

Сидіння має чотири варіанти розміру в залежності від антропометричних даних користувача.

### ПОЯС-МЕТЕЛИК

Сидіння X:panda комплектується поясом-метеликом для надійної фіксації дитини та підтримки правильного позиціонування.



### ДИНАМІЧНА СПИНКА

X:panda має унікальну динамічну спинку, яка поглинає енергію при розгинанні та повертає дитину до вертикального положення без шкоди для тазу.



R82®

Датська компанія ETAC є одним з лідерів ринку з виготовлення засобів реабілітації. Бренд R82, що входить до продуктів компанії має чудову лінію крісел колісних, сидінь та інших засобів, що покращують догляд за дітьми, які мають додаткові потреби у позиціонуванні.

4

кількість розмірів

6,5-13 кг

вага системи  
позиціонування







### СТОЛИК

Зручний легкознімний столик полегшує годування дитини, а також надає їй можливість займатися розвиваючими процедурами.

### PAMA HIGH LOW:XO

Легка, мобільна та стильна. Чудово підійде для використання в приміщенні. Проста у керуванні та маневрена. Сидіння X:randa легко встановлюється на спеціальні кронштейни.



### КРОНШТЕЙН ДЛЯ ІГРАШОК

Можливість встановлення кронштейну для іграшок та розвиваючих елементів дозволить дитині цікаво та з користю проводити вільний час.



### PAMA MULTI FRAME

Має великі задні колеса та чудово підійде для прогулянок вулицею. Сидіння X:randa легко встановлюється на спеціальні кронштейни.



### Особливості крісел колісних R82

Крісла колісні R82 відрізняються чудовими функціями, сучасним стильним дизайном та зручністю в користуванні як для дитини, так і для супроводжуючої особи.

### R82 STINGRAY

Дитяче крісло колісне Stingray розроблене для дітей, які потребують комфорт та додаткову підтримку тіла. Конструкція коляски поєднає чудовий зовнішній вигляд та функціональність. Унікальною властивістю Stingray є те, що сидіння можна розвернути на 180° навіть в той час, коли дитина знаходиться у кріслі колісному. Крісло колісне має функцію регулювання кута нахилу спинки та сидіння, може складатися. Дуже зручним елементом Stingray є передні колеса, які можливо заблокувати для поворотів.

**16-46 см**

ширина сидіння

**30-80 кг**

вага користувача





### Для кого

Серія спинок Invacare Matrix є чудовим рішенням для користувачів крісел колісних, які потребують додаткової підтримки тулубу та фіксації спини. У поєднанні з контурними подушками для сидіння, спинки Matrix забезпечують правильне позиціонування користувача у кріслі колісному.

# Invacare Matrix

## ОРТОПЕДИЧНІ СПИНКИ

### MATRIX MX2

Matrix MX2 – це надлегка спинка, розроблена спеціально для активних користувачів. Це стильне доповнення до будь-якого легкого крісла колісного. MX2 забезпечує виняткову підтримку нижньої частини тулуба та тазу. Invacare MX2 розроблена з використанням кількох шарів вуглецевого волокна для оптимізації вигину та амортизації. Це означає, що спинка матиме гнучкість, щоб адаптувати рухи користувачів, допомагаючи утримувати їх у нейтральному положенні. Спинка також відіграє важливу роль у пом'якшенні вібрації, що забезпечує користувачам комфортний рух.



### MATRIX POSTURE BACK

Invacare Matrix Posture Back має контур, який підходить для забезпечення підтримки по середньому рівню. Широкий діапазон розмірів забезпечує виняткову підтримку та комфорт для різних користувачів. Matrix Posture Back має систему кріплень, яка легко встановлюється та регулюється за лічені хвилини – налаштування можна зробити навіть коли користувач сидить у кріслі колісному. Користувачам гарантується максимальний комфорт і захист завдяки покриттю з піноматеріалу, яке фіксується на каркасі спинки.



# СЕРВІС КРИСЕЛ КОЛІСНИХ




Клієнти компанії завжди можуть розраховувати на відмінний сервіс та контроль якості зі сторони наших фахівців. Спеціалісти нашої професійної команди «Ваше Здоров'я Трейдинг» здійснюють заміну або ремонт запчастин якісно та оперативно, відповідно до високих сучасних стандартів.

# ПРОГРАМУВАННЯ КРИСЕЛ КОЛІСНИХ З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ



Система керування LiNX також оснащена вбудованою функцією Bluetooth. Вона дозволяє користувачам підключатися до кількох пристроїв одночасно. Також доступна функція керування мишкою та перемикач, щоб мати можливість керувати ПК, ноутбуком, смартфоном тощо.

LiNX Control System – це система, яка дозволє робити перепрограмування параметрів керування кріслом колісним завдяки під'єднанню до комп'ютера. Фахівці компанії здійснюють налаштування опцій системи керування, відповідно до функціональних потреб та побажань користувачів.




Вся продукція виробляється на замовлення користувача на всіх фабриках Invacare France Operations, Invacare Deutschland GmbH, Invacare UK Operations Ltd.




## ДОДАТОК MyLiNX

Інноваційний додаток надає чітку інформацію про термін служби акумулятора крісла колісного та коди несправностей, а також дані про його діагностику та загальний стан.







**ВАШЕ ЗДОРОВ'Я  
ТРЕЙДИНГ**

## НАЦІОНАЛЬНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР ЗАСОБІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ

ФАХОВІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

по індивідуальному підбору засобів реабілітації,  
особливостям їх експлуатації, рекомендації по  
догляду можна отримати у спеціалістів команди  
ТОВ «ВАШЕ ЗДОРОВ'Я ТРЕЙДИНГ» за номерами  
інформаційної лінії:

**0-800-755-065**

**044-361-77-28**

**067-827-96-96**

**050-827-96-96**

Наша адреса:

м. Київ, вул. Здобунівська,  
7Д, корп. Г, поверх 3, оф. 1



[vztrading.com.ua](http://vztrading.com.ua)